



### COFFRET À COLLER DALLMER (PINCES PROLONGÉES)

Le coffret DALLMER pince prolongée est conçu pour corriger les malformations chez les poulains. La pince prolongée encourage le poulain à modifier son axe de gravité.

Ces semelles orthopédiques poulain sont utilisées pour le traitement du pied bot, afin de le redresser progressivement et en douceur.

Important ! En raison de la croissance de la corne rapide sur un poulain, la semelle ne doit pas rester collée sur le sabot plus de 3 semaines.

Vendu à la paire avec deux tubes de colle et un rouleau d'élastoplaste.

Ref	Taille	Dimensions intérieurs
300 61607 10000	0	50
300 61607 10100	1	75
300 61607 10200	2	90



### COFFRET À COLLER DALRIC (EXTENSION LATÉRALE)

Le coffret DALRIC Extension latérale est conçu pour corriger les malformations chez les poulains. L'extension latérale encourage le poulain à modifier son axe de gravité. La semelle est équipée d'extension. En vissant la moitié de réglage de la paroi située sur le côté étendu sur la semelle en fonction de la taille du sabot.

Important ! En raison de la croissance de la corne rapide sur un poulain, la semelle ne doit pas rester collée sur le sabot plus de 3 semaines.

Vendu à la paire avec deux tubes de colle et un rouleau d'élastoplaste.

Ref	Taille	Largeur du sabot
300 61607 01000	1	55-70 mm
300 61607 02000	2	70-80 mm
300 61607 03000	3	90-100 mm

